

INSTRUCTIONS FOR USE

Water Trap Set for CRAFT™ Suction Pumps

Scope: These instructions cover: R57685 Water Trap Set for CRAFT™ Suction Pumps.

Indications: For the connection of oocyte aspiration needles to the CRAFT™ and CRAFT™ DUO-VAC™ Suction Pumps permitting vacuums up to 400mmHg⁻¹ to be applied for the recovery of oocytes as part of the treatment of infertility. This device should only be used by, or under the supervision of, appropriately trained personnel in conjunction with clinical practice guidelines.

Contraindications: Do not allow set to become contaminated with fluid. If set becomes contaminated replace immediately.

Set Up Procedure:

1. Remove and discard reusable bottle set if present, including bottle, grey stopper, metal tubes, silicone tubing and adapter (applies to older models only).
2. Observing aseptic technique, open the Water Trap Set for CRAFT™ Suction Pumps onto the sterile field and pass the bottle out to the circulating assistant. Retain the distal end of the long patient connection tube in the sterile field.
3. Carefully insert the bottle into the pump clip.
4. Locate the short length of tube and attach firmly to the vacuum outlet indicated on the diagram. Ensure there are no kinks or restrictions in the tube run.
5. Fully occlude the *patient* connection tube between forefinger and thumb downstream of the water trap bottle.
6. Ensure the pump is connected to the correct power source.
7. Maintain the occlusion and operate the Standard Vacuum footswitch.
8. Rotate the vacuum control to set the vacuum to between 100-200mmHg.
Note: Collection needles with tube sets >70cm in length typically require vacuums >150mmHg to achieve satisfactory flow rates.
9. Once set, operate the HIGH vacuum footswitch (or occlude the red button) to achieve maximum vacuum. The vacuum reading should exceed 400mmHg⁻¹.
10. Release the tube set, the system is now ready for use.
11. Do NOT allow the bottle to fill with fluid. Replace immediately if the bottle becomes contaminated.



CAUTION: Vacuum settings should always be made with the patient connection tube fully occluded.

Disposal: This device should be handled and disposed of in accordance with local hospital policy and with regard to all applicable regulations, including but without limitation to, those pertaining to human health & safety and care of the environment.



This device is not manufactured with natural rubber latex

STERILE EO



PHT
DEHP



Rx
ONLY



ROCKET MEDICAL PLC
Sedling Road, Washington,
England, NE38 9BZ
www.rocketmedical.com

MD

UK
CA

EC REP

Rocket Medical GmbH
Am Rosengarten 48,
15566 Schöneiche,
Germany

For Single Use Only: Do not reuse on another person, reprocess or re-sterilise as doing so may compromise the structural integrity of the device, leading to device failure; potentially the cause of serious harm to patients and users. Reuse, reprocessing or re-sterilisation may also result in serious harm to patients and users from cross-contamination and infection with transmissible diseases. **Sterile unless package has been opened or damaged. NOT FOR LONG TERM USAGE.**

Potential of DEHP Exposure: Medical procedures using PVC medical devices containing DEHP have the potential to lead to DEHP exposure due to DEHP leaching from the device. The extent of exposure largely depends upon the medical treatments administered, the duration of the treatment, and in the case of plastic blood bags, by the length of storage and the storage temperature. Lack of research in humans means it is difficult to predict the adverse effects of DEHP because certain animal models may not apply to humans. Most studies utilise mice and rats, however breakdown of DEHP in the human body differs to the mechanism observed in these animals. These effects are also seen only at levels far in excess of normal human exposure. (Full statement at www.rocketmedical.com).



Wasserabscheider-Set für CRAFT™ Absaugpumpen

Geltungsbereich: Diese Anleitung umfasst: R57685 Wasserabscheider-Set für CRAFT™ Absaugpumpen.

Anwendungsbereiche: Für den Anschluss von Oozyten-Aspirationskanülen an die CRAFT™ und CRAFT™ DUO-VAC™ Absaugpumpen, wodurch ein Vakuum von bis zu 400 mmHg⁻¹ für die Gewinnung von Oozyten im Rahmen der Behandlung von Unfruchtbarkeit erzeugt werden kann. Dieses Produkt darf nur von oder nur unter Aufsicht von ordnungsgemäß geschultem Personal und unter Einhaltung der klinischen Praxisleitlinien verwendet werden.

Gegenanzeigen: Achten Sie darauf, dass das Set nicht mit Flüssigkeit kontaminiert wird. Wenn das Set kontaminiert ist, ersetzen Sie es sofort.

Einrichtungsverfahren:

- Entfernen und entsorgen Sie das wiederverwendbare Flaschenset, falls vorhanden, einschließlich der Flasche, des grauen Verschlusses, der Metallschläuche, der Silikonschläuche und des Adapters (gilt nur für ältere Modelle).
 - Öffnen Sie unter Einhaltung der aseptischen Technik das Wasserabscheider-Set für CRAFT™ Absaugpumpen auf dem sterilen Feld und geben Sie die Flasche an die unsterile OP-Pflegekraft weiter. Behalten Sie das distale Ende des langen Patienten-Verbindungsschlauchs im sterilen Bereich.
 - Setzen Sie die Flasche vorsichtig in die Pumpenbefestigung ein.
 - Nehmen Sie den kurzen Schlauch und schließen Sie ihn fest an die Vakuumöffnung an, wie in der Abbildung gezeigt. Stellen Sie sicher, dass es keine Knicke oder Verengungen im Schlauchverlauf gibt.
 - Verschließen Sie den *Patienten*-Verbindungsschlauch zwischen Zeigefinger und Daumen stromabwärts der Wasserabscheider-Flasche vollständig.
 - Stellen Sie sicher, dass die Pumpe an die richtige Stromquelle angeschlossen ist.
 - Behalten Sie den Verschluss bei und betätigen Sie den Standard-Vakuum-Fußschalter.
 - Drehen Sie den Vakuumregler, um das Vakuum auf 100–200 mmHg einzustellen.
- Hinweis: Entnahmenadeln mit Schlauchsets von > 70 cm Länge erfordern typischerweise ein Vakuum von > 150 mmHg, um ausreichende Flussraten zu erreichen.*
- Betätigen Sie nach der Einstellung den Hochvakuum-Fußschalter (oder schließen Sie den roten Knopf), um das maximale Vakuum zu erreichen. Der Vakuumwert sollte 400 mmHg⁻¹ nicht überschreiten.
 - Lösen Sie das Schlauchset. Das System ist nun einsatzbereit.
 - Die Flasche darf sich NICHT mit Flüssigkeit füllen. Ersetzen Sie die Flasche sofort, wenn sie kontaminiert ist.



VORSICHT: Die Vakuumeinstellungen sollten immer bei vollständig verschlossenem Patienten-Verbindungsschlauch vorgenommen werden.

Entsorgung: Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sollten in Einklang mit den örtlich geltenden Krankenhausrichtlinien sowie den gesetzlichen Vorschriften, unter anderem hinsichtlich des Schutzes von Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Umwelt, erfolgen.



Nur zum einmaligen Gebrauch: Nicht bei einer weiteren Person verwenden, aufbereiten oder resterilisieren, da dadurch die strukturelle Integrität des Produkts gefährdet wird und dies zu einem Produktversagen führt. Dies kann potenziell schwere Schäden bei Patient und Benutzer verursachen. Die Wiederverwendung, Aufbereitung oder Resterilisation kann zudem durch Kreuzkontamination und Infektion mit übertragbaren Krankheiten zu schweren Schäden bei Patient und Benutzer führen. **Der Inhalt der Verpackung ist im ungeöffneten und unbeschädigten Zustand steril. NICHT FÜR LANGZEITANWENDUNGEN.**

Potenzial für eine DEHP-Exposition: Medizinische Verfahren, bei denen Medizinprodukte aus DEHP-haltigem PVC verwendet werden, können potenziell zu einer DEHP-Exposition durch Auswaschung von DEHP aus dem Produkt führen. Das Ausmaß der Exposition hängt überwiegend von den verabreichten medizinischen Behandlungen, der Behandlungsdauer sowie, im Falle von Blutbeuteln aus Kunststoff, von der Lagerdauer und -temperatur ab. Forschungsergebnisse aus Humanstudien fehlen bislang, sodass sich unerwünschte Wirkungen von DEHP nur schwer vorherzusagen lassen, da bestimmte Tiermodelle eventuell nicht auf den Menschen übertragbar sind. In den meisten Studien werden Mäuse und Ratten eingesetzt. Der Abbau von DEHP im menschlichen Körper unterscheidet sich jedoch von dem bei diesen Tieren beobachteten Mechanismus. Außerdem werden diese Wirkungen erst bei Spiegeln beobachtet, die weit über der normalen Exposition beim Menschen liegen. (Die vollständige Erklärung finden Sie auf www.rocketmedical.com).



Set de flacons de débordement pour les pompes d'aspiration CRAFT™

Portée : Ces instructions couvrent : Le set de flacons de débordement R57685 pour les pompes d'aspiration CRAFT™.

Indications: Pour la connexion d'aiguilles d'aspiration d'ovocytes aux pompes d'aspiration CRAFT™ et CRAFT™ DUO-VAC™ permettant de procéder à des aspirations maximales de 400mmHg⁻¹ pour la récupération d'ovocytes dans le cadre du traitement de l'infertilité. Ce dispositif ne doit être utilisé que par du personnel dûment formé ou sous sa supervision, et conformément aux directives de pratique clinique.

Contre-indications : Faire en sorte que le set ne soit pas contaminé par le liquide. Si le set est contaminé, le remplacer immédiatement.

Procédure d'installation :

1. Enlever et jeter le set de flacons réutilisables le cas échéant, y compris les flacons, bouchons gris, tubes métalliques, tubes en silicone et adaptateurs (concerne uniquement les anciens modèles).
2. En observant une technique aseptique, ouvrir le set de flacons de débordement pour les pompes d'aspiration CRAFT™ sur le champ stérile et passer le flacon à l'infirmière circulante. Maintenir l'extrémité distale du long tube de connexion patient sur le champ stérile.
3. Insérer délicatement le flacon dans le clip de la pompe.
4. Localiser la petite longueur du tube et la fixer fermement à la sortie de la pompe d'aspiration indiquée sur le schéma. Vous assurer qu'il n'y a pas de coudes ou de restrictions dans le tube.
5. Obturer complètement le tube de connexion patient entre l'index et le pouce en aval du flacon de débordement.
6. Vous assurer que la pompe est connectée à la bonne source d'alimentation.
7. Maintenir l'occlusion et actionner la pédale de commande de la pompe d'aspiration standard.
8. Tourner le bouton de commande de l'aspiration pour régler l'aspiration entre 100 et 200 mmHg.




Remarque: Les aiguilles de prélèvement avec des systèmes de d'une longueur >70 cm doivent être utilisées avec des pompes d'aspiration de >150 mmHg pour atteindre des débit satisfaisants.



tube

9. Ceci fait, actionner la pédale de commande FORTE aspiration (ou occulter le bouton rouge) pour obtenir l'aspiration maximale. La mesure de l'aspiration ne doit pas dépasser 400 mmHg⁻¹.
10. Relâcher le système de tube, le système est maintenant prêt à être utilisé.
11. NE PAS laisser la bouteille se remplir de liquide. Remplacer immédiatement la bouteille si celle-ci est contaminée.



MISE EN GARDE : Les réglages de l'aspiration doivent toujours être effectués avec le tube de connexion du patient complètement occlus.

Élimination : Ce dispositif doit être manipulé et mis au rebut conformément au règlement local en vigueur dans l'hôpital et en tenant compte de toutes les réglementations en vigueur, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant la santé et la sécurité humaines et le respect de l'environnement.



Ce dispositif n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel

STERILE EO



PHT
DEHP



Rx
ONLY



ROCKET MEDICAL PLC
Sedling Road, Washington,
Angleterre, NE38 9BZ
www.rocketmedical.com



EC REP

Rocket Medical GmbH
Am Rosengarten 48,
15566 Schöneiche.
Allemagne

Exclusivement à usage unique: Ne pas réutiliser sur une autre personne, ne pas retraiter ou restériliser, car cela pourrait compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et entraîner sa défaillance, et en fin de compte causer de graves dommages aux patients et aux utilisateurs. Toute réutilisation, tout retraitement ou toute restérilisation peut également entraîner des dommages graves pour les patients et les utilisateurs en raison de la contamination croisée et de la dissémination de maladies transmissibles. **Stérile, sauf si l'emballage a été ouvert ou endommagé. IMPROPRE À UNE UTILISATION À LONG TERME.**

Risque d'exposition au DEHP : Les interventions médicales utilisant des dispositifs médicaux en PVC contenant du DEHP peuvent entraîner une exposition au DEHP en raison de la lixiviation du DEHP issu de ces dispositifs. L'ampleur de l'exposition dépend largement des traitements médicaux administrés, de la durée du traitement et, dans le cas des poches de sang en plastique, de la durée et de la température de conservation. L'absence de recherche chez l'homme signifie qu'il est difficile de prédire les effets nocifs du DEHP parce que certains modèles animaux peuvent ne pas s'appliquer à l'homme. La plupart des études utilisent des souris et des rats, mais la décomposition du DEHP dans le corps humain diffère du mécanisme observé chez ces animaux. En outre, ces effets ne sont observés qu'à des niveaux bien supérieurs aux niveaux habituels d'exposition humaine. (La déclaration complète est disponible sur www.rocketmedical.com).



Set di separatori d'acqua per pompe di aspirazione CRAFT™

Ambito: queste istruzioni si riferiscono al set di separatori d'acqua per pompe di aspirazione CRAFT™ R57685.

Indicazioni: per il collegamento degli aghi di aspirazione per ovociti alle pompe di aspirazione CRAFT™ e CRAFT™ DUO-VAC™ che consentono l'applicazione di vuoti fino a 400 mmHg⁻¹ per il recupero degli ovociti come parte del trattamento dell'infertilità. Questo dispositivo deve essere utilizzato solo da, o sotto la supervisione di, personale adeguatamente addestrato e in combinazione con le linee guida della pratica clinica.

Controindicazioni: non far contaminare il set dai liquidi. In caso di contaminazione, sostituirlo immediatamente.

Procedura di configurazione:

1. Se presente, rimuovere e scartare il set di bottiglie riutilizzabili, compresa la bottiglia, lo stopper grigio, i tubi metallici, il tubo e l'adattatore in silicone (si applica solo ai modelli più vecchi).
2. Nel rispetto della tecnica asettica, aprire il set di separatori d'acqua per le pompe di aspirazione CRAFT™ nel campo sterile e passare la bottiglia all'infermiere circolante. Mantenere l'estremità distale del tubo di collegamento paziente lungo nel campo sterile.
3. Con cautela, inserire la bottiglia nella clip della pompa.
4. Individuare il lato corto del tubo e collegarlo saldamente alla presa del vuoto indicata nell'immagine. Assicurarsi che il tubo sia privo di attorcigliamenti o costrizioni.
5. Occludere completamente il tubo di collegamento *paziente* tra l'indice e il pollice a valle della bottiglia per separatore d'acqua.
6. Assicurarsi che la pompa sia collegata alla fonte di energia corretta.
7. Mantenere l'occlusione e azionare la pedaliera del vuoto standard.
8. Ruotare la manopola del vuoto per impostarlo tra 100 e 200 mmHg.



Nota: di solito, per raggiungere velocità di flusso soddisfacenti per prelievo con set di tubi con lunghezza di >70 cm sono vuoti da >150 mmHg.



con aghi necessari

9. Una volta impostata, azionare la pedaliera per l'ALTO vuoto (oppure occludere il pulsante rosso) per raggiungere la massima potenza del vuoto. La lettura del vuoto non deve superare 400 mmHg⁻¹.
10. Rilasciare il set di tubi: ora il sistema è pronto per l'uso.
11. NON far riempire la bottiglia di liquido. In caso di contaminazione, sostituirla immediatamente.



ATTENZIONE: le impostazioni del vuoto devono essere sempre applicate quando il tubo di collegamento paziente è completamente occluso.


Smaltimento: il dispositivo deve essere maneggiato e smaltito nel rispetto della prassi ospedaliera locale e di tutte le normative vigenti, ivi comprese quelle relative alla salute e alla sicurezza dell'uomo e alla tutela dell'ambiente.



Questo dispositivo non è prodotto con lattice in gomma naturale



ROCKET MEDICAL PLC
Sedling Road, Washington,
Inghilterra, NE38 9BZ
www.rocketmedical.com



Rocket Medical GmbH
Am Rosengarten 48,
15566 Schöneiche.
Germania

Esclusivamente monouso: non riutilizzare su altre persone, ricondizionare o risterilizzare in quanto ciò può compromettere l'integrità strutturale e la funzionalità del dispositivo, esponendo a rischio di gravi danni pazienti e utilizzatori. Il riutilizzo, il ricondizionamento o la risterilizzazione possono, inoltre, causare a pazienti e utilizzatori gravi danni derivanti da contaminazione crociata e infezione da malattie trasmissibili. **Sterile purché la confezione non sia stata aperta o danneggiata. NON PER USO A LUNGO TERMINE.**

Possibile esposizione a DEHP: le procedure mediche durante le quali si ricorre all'uso di dispositivi medici in PVC contenenti DEHP pongono il rischio di rilascio di di-2-etil-esilftalato da parte dei dispositivi e conseguente esposizione a tale sostanza. L'entità dell'esposizione dipende ampiamente dai trattamenti medici somministrati, dalla durata del trattamento e, nel caso di sacche ematiche in plastica, dalla durata e temperatura di conservazione. La carenza di ricerche sugli esseri umani rende difficile prevedere gli effetti avversi del DEHP, poiché alcuni modelli animali potrebbero non essere applicabili alle persone. La maggior parte degli studi viene effettuata su topi e ratti, e la decomposizione del DEHP nel corpo umano differisce dai meccanismi osservati in questi animali. Tali effetti sono inoltre visibili solo a livelli notevolmente superiori a quelli a cui è esposto il corpo umano. (Per la dichiarazione completa, visitare il sito www.rocketmedical.com).



Wateropvangset voor CRAFT™-suctiepompen

Betreft: Deze instructies hebben betrekking op: Wateropvangset voor CRAFT™-suctiepompen R57685.

Indicaties: Voor het aansluiten van eicelzuignaalden op de CRAFT™- en CRAFT™ DUO-VAC™-suctiepompen om vacuums tot stand te brengen van maximaal 400 mmHg⁻¹ bij het opzuigen van eicellen ten behoeve van de behandeling van onvruchtbaarheid. Het hulpmiddel mag alleen worden gebruikt door, of onder de supervisie van, adequaat opgeleid personeel in overeenstemming met klinische praktijkrichtlijnen.

Contra-indicaties: Voorkom dat de set wordt verontreinigd door vloeistoffen. Vervang een verontreinigde set onmiddellijk.

Instelprocedure:


1. Verwijder een eventueel aanwezige herbruikbare fles-set en gooi deze weg, inclusief de fles, grijze stop, metalen buisjes, siliconenslang en adapter (dit geldt alleen voor oudere modellen).
2. Open de wateropvangset voor CRAFT™-suctiepompen met inachtneming van een aseptische techniek, spreid de inhoud uit in het steriele werkveld en overhandig de fles aan de hiervoor aangewezen ok-assistent. Houd het distale uiteinde van de lange verbindingsslang naar de patiënt in het steriele werkveld.
3. Plaats de fles voorzichtig in de pompclip.
4. Lokaliseer het korte uiteinde van de slang en bevestig dit stevig op de in het diagram aangeduide vacuümitgang. Verzeker u ervan dat de slang nergens knikken of belemmeringen vormt.
5. Sluit de doorgang door de verbindingsslang naar de *patiënt* stroomafwaarts van de wateropvangfles volledig af tussen uw duim en wijsvinger.
6. Zorg dat de pomp is aangesloten op de juiste stroomvoorziening.
7. Houd de slang afgesloten en duw het voetpedaal voor standaardvacuüm in.
8. Draai aan de vacuüm-knop om het vacuüm in te stellen tussen 100 en 200 mmHg.



Opmerking: Bij afnamenaalden van >70 cm lang is in het algemeen een vacuüm van >150 mmHg vereist om een aanvaardbare stroomsnelheid te bewerkstelligen.















9. Na het instellen duwt u het voetpedaal voor HOOGSTE vacuüm in (of sluit u de slang af via de rode knop) om maximaal vacuüm te bewerkstelligen. De vacuümwaarde mag niet hoger zijn dan 400 mmHg⁻¹.
10. Laat de slangset los; het systeem is nu klaar voor gebruik.
11. Laat GEEN vloeistof in de fles komen. Vervang een verontreinigde fles onmiddellijk.



LET OP: Vacuüminstellingen moeten altijd worden gedaan terwijl de verbindingsslang naar de patiënt volledig is afgesloten.

Afvoer: Dit hulpmiddel dient te worden verwerkt en afgevoerd in overeenstemming met het plaatselijk ziekenhuisbeleid en conform desbetreffende regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, regelgeving met betrekking tot menselijke gezondheid en veiligheid en zorg voor het milieu.

	Dit hulpmiddel is gemaakt zonder natuurrubberlatex							
	ROCKET MEDICAL PLC Sedling Road, Washington, Engeland, NE38 9BZ www.rocketmedical.com				Rocket Medical GmbH Am Rosengarten 48, 15566 Schöneiche. Duitsland			

Uitsluitend voor eenmalig gebruik: Niet hergebruiken bij een ander persoon, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren, omdat dit de structurele integriteit van het hulpmiddel kan aantasten, waardoor het hulpmiddel niet goed functioneert en mogelijk ernstige schade kan veroorzaken bij patiënten en gebruikers. Hergebruiken, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren kan ook leiden tot ernstige schade bij patiënten en gebruikers door kruisbesmetting en infecties met overdraagbare aandoeningen. **Steriel, tenzij de verpakking is geopend of beschadigd. NIET VOOR LANGDURIG GEBRUIK.**

Potentiële blootstelling aan DEHP: Bij medische ingrepen waarbij PVC-hulpmiddelen worden gebruikt die DEHP bevatten, bestaat de kans op blootstelling aan DEHP door uitloging van DEHP uit het hulpmiddel. De mate van blootstelling hangt grotendeels af van de medische behandelingen die worden toegepast, de duur van de behandeling, en in het geval van plastic bloedzakken van de bewaarduur en bewaartemperatuur. Wegens gebrek aan onderzoek bij mensen is het moeilijk om de schadelijke effecten van DEHP te voorspellen, omdat sommige diermodellen mogelijk niet van toepassing zijn op mensen. In de meeste studies worden muizen en ratten gebruikt, maar de afbraak van DEHP in het menselijk lichaam verloopt volgens een ander mechanisme dan dat bij deze dieren wordt waargenomen. Ook worden deze effecten alleen waargenomen bij blootstellingsniveaus die vele malen hoger liggen dan het normale blootstellingsniveau bij mensen. (Zie www.rocketmedical.com voor de volledige verklaring).

Set captator de apă pentru pompe de aspirație CRAFT™

Domeniul de aplicare: Aceste instrucțiuni acoperă: setul captator de apă R57685 pentru pompe de aspirație CRAFT™.

Indicații: Pentru conectarea acelor de aspirare a ovocitelor la pompele de aspirație CRAFT™ și CRAFT™ DUO-VAC™ care permit aplicarea unor vacuumuri de până la 400 mmHg⁻¹ pentru recuperarea ovocitelor ca parte a tratamentului infertilității. Acest dispozitiv trebuie utilizat numai de către personal instruit corespunzător sau sub supravegherea acestuia, cu respectarea ghidurilor de practică medicală.

Contraindicații: Nu permiteți contaminarea setului cu lichid. Dacă setul este contaminat, înlocuiți-l imediat.

Procedura de configurare:

1. Scoateți și eliminați setul cu sticlă reutilizabil, dacă este prezent, inclusiv sticla, dopul gri, tuburile metalice, tuburile de silicon și adaptorul (se aplică numai modelelor mai vechi).
 2. Respectând tehnica aseptică, deschideți setul captator de apă pentru pompele de aspirație CRAFT™ pe câmpul steril și înmânați sticla asistentului circulant. Păstrați capătul distal al tubului lung de conectare la pacient în câmpul steril.
 3. Introduceți cu grijă sticla în clema pompei.
 4. Localizați tubul mai scurt și atașați-l ferm la orificiul de evacuare indicat în imagine. Asigurați-vă că tubul nu prezintă îndoituri sau restricții.
 5. Obturați complet tubul de conectare a *pacientului* între degetul mare și degetul arătător în aval de sticla de captare a apei.
 6. Asigurați-vă că pompa este conectată la sursa de alimentare corectă.
 7. Continuați să obturați și acționați comutatorul de picior pentru vacuum standard.
 8. Rotiți butonul de controlul pentru vacuum pentru a seta vacuumul între 100 și 200 mmHg.
- Notă: Acele de colectare cu seturi de tuburi cu o lungime necesită de obicei vacuumuri > 150 mmHg pentru a obține satisfăcătoare.*
9. Odată setat, acționați comutatorul de picior pentru vacuum de NIVEL RIDICAT (sau obturați butonul roșu) pentru a obține valoarea maximă a vacuumului. Valoarea vacuumului nu trebuie să depășească 400 mmHg⁻¹.
 10. Eliberați setul de tuburi, sistemul este acum gata de utilizare.
 11. NU lăsați sticla să se umple cu lichid. Înlocuiți imediat dacă sticla este contaminată.



> 70 cm
debite



ATENȚIE: Setările pentru vacuum trebuie realizate întotdeauna cu tubul de conectare a pacientului complet obturat.

Eliminarea: Acest dispozitiv trebuie manipulat și eliminat în conformitate cu politica spitalicească locală și cu respectarea tuturor reglementărilor aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, cele care se referă la sănătatea și siguranța umană și la ocrotirea mediului.



Acest dispozitiv nu este fabricat cu cauciuc natural (latex)

STERILE EO



ROCKET MEDICAL PLC
Sedling Road, Washington,
Anglia, NE38 9BZ
www.rocketmedical.com



EC REP

Rocket Medical GmbH
Am Rosengarten 48,
15566 Schöneiche.
Germania

Exclusiv de unică folosință: A nu se reutiliza la o altă persoană, a nu se reprocessa sau resteriliza, deoarece aceste acțiuni pot compromite integritatea structurală a dispozitivului, ducând la defectarea dispozitivului; poate fi și o cauză potențială pentru vătămare gravă pentru pacienți și utilizatori. Reutilizarea, reprocessarea sau resterilizarea pot, de asemenea, să conducă la vătămarea gravă a pacienților și utilizatorilor datorită contaminării încrucișate și a infecției cu boli transmisibile. **Steril dacă ambalajul nu a fost deschis sau deteriorat. NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII PE TERMEN LUNG.**

Potențialul de expunere la DEHP: Procedurile medicale care utilizează dispozitive medicale din PVC care conțin DEHP au potențialul de a cauza expunerea la DEHP din cauza scurgerii DEHP din dispozitiv. Gradul de expunere depinde în mare măsură de tratamentele medicale administrate, de durata tratamentului și, în cazul pungilor din plastic de sânge, de durata de depozitare și de temperatura de depozitare. Lipsa cercetărilor efectuate la om înseamnă că este dificil să se prezică efectele adverse ale DEHP, deoarece anumite modele animale pot să nu se aplice oamenilor. Cele mai multe studii folosesc șoareci și șobolani, totuși descompunerea DEHP în corpul uman diferă de mecanismul observat la aceste animale. Aceste efecte sunt, de asemenea, observate numai la niveluri care depășesc cu mult expunerea normală la om. (Declarația integrală este disponibilă la www.rocketmedical.com).