



- **SPEZIELL ENTWORFENES PRODUKT MIT CE-KENNZEICHNUNG**, das speziell für die Parazentese und Drainage bei Aszites konzipiert ist und Risiken durch die Verwendung von unspezifischen Produkten wie z. B. generischen suprapubischen Drainagen eliminiert.
- **EINZIEHBARES SICHERHEITSSKALPELL** liegt in jeder Packung bei, um sicherzustellen, dass vor der Platzierung wie empfohlen eine Hautinzision durchgeführt wird.
- **DRAINAGEBEUTEL-ANSCHLUSS-SET** im Lieferumfang, um weitere Kosten zu senken und eine schnelle und sichere Verbindung mit einem breiten Spektrum von Drainageoptionen zu ermöglichen.
- **WEICHES, KNICKFREIES 6-FG-Kathetermaterial** für höheren Patientenkomfort und zur Vermeidung unnötiger Katheterblockaden durch dünnwandiges Material.
- **KATHETERMARKIERUNGEN IN 1 CM ABSTAND** unterstützen eine kontrollierte Platzierung mit höherer Sicherheit.
- **WEICHE, INTEGRIERTE FIXATIONSPLATTE** zusammen mit einer flexiblen Schlauchstütze bietet eine einfache und sichere Befestigung nach der Platzierung.
- **ABNEHMBARE KANÜLENKAPPE** ermöglicht die Aspiration zur Unterstützung der korrekten Platzierung bei der Einführung.

Rocket® BLUE™ Mehrzweck-Kanülendrainagen und Stations-Eingriffspackungen bieten eine speziell entworfene, kosteneffektive Lösung für die routinemäßige Aszitesdrainage in Abteilungen und Stationen.

Indikationen:

Zur Drainage bei Aszites mithilfe einer Direktpunktionstechnik in Kombination mit Aspirations- und/oder Ultraschallführung.



Rocket BLUE™ Kanülendrainagen - komplettes Set

Beschreibung
Bestellnummer
Rocket® BLUE™ Mehrzweck-Kanülendrainagen-Set

6 FG x 20 cm x 6facher Fensterung mit integrierter Fixationsplatte und Einführkanülen-Set, 30 cm langes Drainagebeutel-Anschluss-Set mit 2-Wege-Hahn, einziehbares Sicherheitsskalpell Nr. 11.

R58800-06-BD

steril, zum einmaligen Gebrauch, in 5er Kartons

Rocket® BLUE™ Kanülendrainagen - komplettes Set

6-FG-Kanülendrainage mit Trokarkanüle, 30 cm langes Drainagebeutel-Anschluss-Set mit 2-Wege-Hahn, 2000-ml-Drainagebeutel mit Ablassöffnung, 20-ml- & 12-ml-Luer-Lock Spritze, Kanüle 21 G x 1,5 Zoll (38 mm), Kanüle 25 G x 5/8 Zoll (16 mm), scharfe/stumpfe Schere 5 Zoll (127 mm), 60 ml Gallipot, 1 x Paar Handschuhe Größe M (latexfrei), 5 Mullkompressen, einziehbares Sicherheitsskalpell Nr. 11, „Mepore“-Verband 11 x 15 cm, selbstklebendes gefensterter Abdecktuch 50 x 60 cm

R58800-06-BK

steril, zum einmaligen Gebrauch, in 5er Kartons