



Der Name Rocket® Copeland® und das fetale Kopfhautmonitoring sind gleichbedeutend und seit mehr als 20 Jahren sorgen Copeland®-Kopfschwartenelektroden unter der Geburt für eine sichere und zuverlässige Erfassung der Herzfrequenz.

- Sicher, schnell und einfach zu handhaben, ohne den Einsatz von Einführhilfen.
- Gerippter Fingertip für eine einfachere und sichere Platzierung.
- Anwendbar ab einer Zervixdilatation von gerade einmal 1.5cm verwendbar.
- Drei-Punkt-Kontakt für optimale Aufzeichnungsqualität.
- Kontrollierte Eindringtiefe der Nadel zur Minimierung des Kopfhauttraumas.
- Kein versehentliches Loslösen.
- Replatzierbar.



| Beschreibung   | Bestellnummer       |
|--|---------------------|
| <b>Rocket® Copeland® Kopfhautelektroden für Feten mit Schnellanschluss</b><br>steril, zum einmaligen Gebrauch, in 25er Kartons   | <b>R57008-00-CN</b> |
| <b>Rocket® Copeland® Fetale Kopfschwartenelektroden kompatibel für die Philips Avalon Geräte der Serie FM30/FM50 (mit DEKG Beinplatten Adapterkabel)</b><br>steril, zum einmaligen Gebrauch, in 25er Kartons | <b>R57008-00-FM</b> |

