

Rocket® Spinalmanometer Set


Diagnostikprodukte

mit NRFit™ Anschlüssen

ROCKET® SPINALMANOMETER mit NRFit™ Anschluss gewährleisten den Anschluss an ISO80369-6 konforme Spinalnadeln und -spritzen, um die sichere Entnahme und Messung des Liquors zu gewährleisten.

- **STAPELBARE MONTAGE** mit den NRFit™ Anschlüssen (männlich / weiblich) können Sie das Manometer um zusätzliche Abschnitte erweitern, um bei Bedarf Drücke > 40 cm H₂O messen zu können.
- **DURCHSICHTIGE, ROBUSTE KUNSTSTOFFBAUWEISE** für einen zuverlässigen und sicheren Zusammenbau sowie für eine einfache Handhabung.
- **KOMPLETTER LIEFERUMFANG** mit 3-Wege-Hahn für den Anschluss an alle ISO80369-6-konformen NRFit™ Spinalkanülen und -spritzen.
- **SOFORT EINSETZBAR**, wenn Zeit kostbar ist.

Beschreibung	Bestellnummer
Rocket® Spinalmanometer Set mit NRFit™ Anschlüssen steril, zum einmaligen Gebrauch, in 10er Kartons	R55990-ISO-6



Rocket® Spinalmanometer ermöglichen seit mehr als 30 Jahren die sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Messung des Drucks der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (CSF).

Das einzigartige „stapelbare“ Design, ursprünglich von Rocket® entwickelt, hat sich zu einer Standardausstattung für die neurologische Diagnostik entwickelt und ist weltweit in Notaufnahmen, auf neurologischen und medizinischen Stationen und in spezialisierten neurochirurgischen Zentren zu finden.

Dieses ursprünglich von Rocket® entwickelte Design ist jetzt auch mit ISO80369-6-konformen NRFit™ Anschlüssen erhältlich.

NRFit™ ist eine Schutzmarke der GEDSA und wird mit Genehmigung verwendet