


Parazentesekatheter mit Veres Nadel

Der **Rocket® Safety Drain™** bietet eine zielgerichtete und wirtschaftliche Lösung für gewöhnliche Flüssigkeitsdrainagevorgänge in Krankenhausabteilungen oder -stationen, wenn der Einsatz einer Veres Nadel zugunsten der größeren Sicherheit für die Behandelten und die Behandelnden die bevorzugte Wahl ist.

Indikationen:

Zur Bauchpunktion durch transkutane Platzierung in die Bauchhöhle mittels Direktstichverfahren in Kombination mit Aspiration und/oder Ultraschallsteuerung.

- **CE-GEKENNZEICHNETES ZIELGERICHTETES GERÄT** für die Parazentese und andere Drainageanwendungen unter Verhütung der mit dem unsachgemäßen Einsatz unvorschriftsmäßiger Geräte, etwa generischer suprapubischer Blasendrainage, verbundenen Risiken.
- **VERES NADEL** zur Verringerung der Gefahr der ungeplanten Perforation innerer Strukturen sowie zur Eindämmung der Risiken durch scharfkantige und spitze Gegenständen für die Anwendenden gemäß der RICHTLINIE 2010-32-EU DES RATES DER EU zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor.
- **ELASTISCHER, KNICKFREIER 8FG-PIGTAIL-KATHETER** zur Unterstützung einer sichereren, kontrollierteren Platzierung sowie zur Verbesserung der Verträglichkeit für die Patienten und zur Verhütung durch dünnwandiges Material hervorgerufener unnötiger Katheterverstopfungen.
- **INTEGRIERTE FIXATIONSPLATTE ZUR BEFESTIGUNG AN/AUF DER HAUT** für die einfache und sichere Fixierung nach der Platzierung.
- **3-WEGE-HAHN MIT GROSSEM DURCHLASS** und Schutzkappe für einfaches Spülen und Entnehmen von Proben.
- **IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES SICHERHEITSSKALPELL** zur Erleichterung der Platzierung sowie zum Schutz der Anwendenden gemäß der RICHTLINIE 2010/32/EU DES RATES DER EU zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor.
- **DRAINAGEBEUTEL-ANSCHLUSS-SET** im Lieferumfang enthalten zur schnellen, sicheren und überaus wirtschaftlichen Verbindung mit einer Vielzahl von Drainagemöglichkeiten.



R58800-08-SD Rocket® Safety™ Drainage-Set

Literatur: Moe M.M.M., Hussain A., Safety and efficacy of use of Bonanno Suprapubic Bladder Drainage System to drain malignant pleural effusions, WALES OFFICE OF R&D FOR HEALTH AND SOCIAL CARE. Juli 2007.

Beschreibung	Bestellnummer
Rocket® Safety Drain™ Parazentesekatheter mit Veres Nadel 8-FG-Katheter mit 6facher Fensterung mit integrierter Fixationsplatte und Veres Nadel, 15cm Schlauchverlängerung mit 3-Wege-Hahn, zusätzlichem Drainagebeutel-Anschluss-Set, einziehbares Sicherheitsskalpell Nr. 11 steril, zum einmaligen Gebrauch, in 5er Kartons	R58800-08-SD