

Kanüle für die Pudendus-Blockade



- ◆ **Die LUER-LOCK-KANÜLE** beschränkt die Gewebepenetration auf maximal 10 mm und bietet damit erhöhte Sicherheit.
- ◆ **Ein SICHERHEITSClip** verhindert unbeabsichtigte Stichverletzungen der Nadelspitze.



- ◆ **Der ENTFERNBARE FINGERRING** kann auf Position 1 verlagert oder wie bereitgestellt in Position 2 gelassen werden, um beste individuelle Kontrolle und Komfort während der Verwendung zu bieten.



Rocket Medical Kanülen für die Pudendus-Blockade ermöglichen eine sichere und kontrollierbare Vorgehensweise zur Einleitung einer Pudendus-Blockade.

Diese Herangehensweise hat gegenüber einer Hauptreizleitungsblockade den Vorteil, dass es zu keinen Beeinträchtigungen des Kreislaufs oder der Atmung kommt.

Im Normalfall werden der Verlauf und die Dauer der Entbindung dadurch nicht beeinflusst, obwohl eine gewisse Abschwächung des Perineal-Zwerchfell-Abdominalreflex auftreten kann.

In Situationen, die eine Gefährdung des Fötus signalisieren, können während instrumenteller Entbindung entweder geprüfte wirksame Anästhetika oder, wenn die Zeit dafür nicht ausreicht, eine Pudendus-Blockade kombiniert mit einer lokalen Anästhesie des Perineums angewendet werden.

Ref: Intrapartumpflege für gesunde Frauen und Babies. NICE Klinische Richtlinie. CG190 2017

Beschreibung

Kanülen für die Pudendus Blockade
 20 G x 130 mm
 steril, zum einmaligen Gebrauch, in 20er Kartons

Bestellnummer
R57040