


Rocket® Amniotomie-Haken (Blasensprenger)



- ◆ **ÜBERARBEITETER** Schaft und distaler Haken zur Verbesserung der Steifigkeit und des Hakenprofils.
- ◆ **DEFINIERTER HAKEN** mit diesem Haken ist eine Perforation der Fruchtblase ohne Verletzung des umgebenden Gewebes möglich.
- ◆ **GEBOGEN:** anatomisch geformt, um einen sicheren Halt in der Hand der Anwenderin/des Anwenders zu gewährleisten und dem natürlichen Verlauf des Beckenausgangs zu folgen. Zur exakten Platzierung der Finger und des Instrumentes.

Beschreibung	Bestellnummer
Rocket® Amniotomie-Haken gebogen, 25cm steril, zum einmaligen Gebrauch, in 100er Kartons	R57065