



- ◆ **EINFACHERE PROBENENTNAHME:** Der Probenahmestab kombiniert Spatel- und Kapillarrohrhalter, um eine kontinuierliche Sicht auf die Probenahmestelle zu ermöglichen, die beim Wechsel zwischen separaten Geräten verloren gehen kann.
- ◆ **SICHERE PROBENENTNAHME:** Der Punktionsstab verfügt über eine einziehbare Klinge, um die Gefahr von Nadelstichverletzungen zu verringern. Um die Klinge nach dem Gebrauch zurückzuziehen drücken Sie einfach den Knopf am Schaft - so, als würden Sie einen Kugelschreiber verwenden.
- ◆ **MAXIMALE BELEUCHTUNG ALS STANDARD:** Für eine hellere, zuverlässigere Sicht verfügt jedes Set über die aktuellste **Rocket® Amnilume™ LED Lampe**.
- ◆ **EINE REIHE VON KAPILLARGRÖSSEN:** Für die pH-/Blutgasanalyse sind drei Kits mit unterschiedlich großen Kapillarrohrvolumina erhältlich, die den Anforderungen der meisten Blutgasanalysatoren entsprechen.
- ◆ **EIN EINZIGARTIGES KIT** für die Laktatanalyse mit tragbaren Laktatanalysatoren, das drei Kapillarrohrspender für die einfache Applikation der Probe auf den Analysator-Teststreifen enthält.

Zur Auswahl des am besten geeigneten Röhrchens für das Analysegerät bitte im Benutzerhandbuch des Analysegeräts nachschlagen und dabei das erforderliche

FBS Set mit Sampling Wand Bestellnummer	Beschreibung
R57018-00-SW	FBS Kit - 5 x 55µL Kapillare
R57024-00-SW	FBS Kit - 5 x 85µL Kapillare
R57026-00-SW	FBS Kit - 5 x 100µL Kapillare
R57028-00-SW	FBS Kit für tragbaren Laktatanalysatoren

Bei Rocket Medical wissen wir, dass unsere Kunden unsere größte Quelle für neue Ideen und Produktverbesserungen sind.

Unsere aktuellen FBS Sets wurden gemäß der Rückmeldungen seitens der Anwenderinnen und Anwender zusammengestellt und ermöglichen eine bessere Sicht sowie eine einfachere Punktion der Kopfhaut und eine erleichterte Probenentnahme. Alles gebündelt in einem kleinen Set verpackt, um Verpackung und Lagerplatz zu optimieren.

INHALT:

- 1 x Rocket® Amnioskop mit Amnilume™ Einweg LED Lampe
- 1 x Rocket® Sampling Wand - kombinierter Klängen- und Kapillarhalter
- 1 x durchsichtiger Kapillarhalter (beidseits offen)
- 5 x 10cm Kompressen mit Röntgenkontraststreifen - grün
- 6 x Wattestäbchen
- 1 x 2,5 g Vaselinegel
- 1 x Kornzange
- 5 x Kapillare (hoch heparinisiert)
- 10 x Verschlusskappen für Kapillare

Steril, zum einmaligen Gebrauch, in 10er Kartons