

- **SPINALMANOMETER** mit Luer-Lock System, zu Anschluss handelsüblicher Spinalnadeln und -spritzen, um die sichere Entnahme und Messung des Liquors zu gewährleisten.
- **SOFORT EINSETZBAR**, wenn Zeit kostbar ist.
- **DURCHSICHTIGE, ROBUSTE KUNSTSTOFFBAUWEISE** für einen zuverlässigen und sicheren Zusammenbau sowie für eine einfache Handhabung.
- **STAPELBARER AUFBAU**: Männliche und weibliche Luer-Anschlüsse an allen Spinalmanometern gestatten den Anschluss weiterer Abschnitte, um bei Bedarf Drücke > 40 cm H₂O messen zu können.
- **LIEFERUMFANG KOMPLETT** mit 3-Wege-Absperrhahn für den Anschluss an alle Luer-fähigen Spinalkanülen und -spritzen.

Rocket Medical Spinalmanometer ermöglichen seit mehr als 30 Jahren die sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Messung des Drucks der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (CSF).

Das einzigartige „stapelbare“ Design, ursprünglich von Rocket entwickelt, hat sich zu einer Standardausstattung für die neurologische Diagnostik entwickelt und ist weltweit in Notaufnahmen, auf neurologischen und medizinischen Stationen und in spezialisierten neurochirurgischen Zentren auf der ganzen Welt zu finden.



Beschreibung	Bestellnummer
Spinalmanometer—Luer –Lock System 1 x Spinalmanometer Set mit 3-Wege-Absperrhahn steril, zum einmaligen Gebrauch, in 40er Kartons	R55990