



- **GEBRAUCHSFERTIG:** netzunabhängige, batteriebetriebene LED Lampe mit einem Ring aus sechs hochintensiven LED für maximale Ausleuchtung.
- **LUPE** für klare, exakte Sicht und den einfachen Einsatz von Biopsieinstrumenten.
- **KOMPLETTES SET** mit Einwegblasebalg und -steuerballon als vollständiges und wirtschaftliches Gerät zum einmaligen Gebrauch.
- **SICHERHEIT:** Sofern es die örtlichen Krankenhausbestimmungen erfordern, ist die Lithiumbatterie vollständig herausnehmbar und kann sicher und umweltverträglich entsorgt werden. Jeder Karton wird mit einem Batteriefach geliefert, um die sichere Trennung gebrauchter Batteriezellen gemäß der RICHTLINIE 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES (in der jeweils gültigen Fassung) zu den in der EU geltenden Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien zu gewährleisten.

Das Rocket® Pro-Lux™ Sigmoidoskop ist ein sofort einsatzbereites, selbstleuchtendes Einweg-Endoskopiesystem, das mit neuen Funktionen entwickelt wurde, um die Anwendung bequem, praktisch und äußerst kosteneffektiv zu machen.



Beschreibung	Bestellnummer
Rocket® Pro-Lux™ Sigmoidoskop netzunabhängige, batteriebetriebene LED Lampe, Blasebalg, Steuerballon unsteril, zum einmaligen Gebrauch, in 25er Kartons	R53901